

DE

BR119Designs Silber
Schwarz

MAVIG



Silber



Schwarz



Modell: BR119 Brille mit Frontschutz von 0,75 mmPb, Universelle Größe, Gewicht ca. 65 g

CE 2895

BR119 – Röntgenschutzbrille

Röntgenschutzbrille BR119 mit gewölbten Frontschutzglas und einem Bleigleichwert von 0,75 mmPb. Ein äußerst robustes Kunststoffmaterial ermöglicht die unkomplizierte Reinigung und bietet dabei zusätzlich einen sehr guten Widerstand gegenüber chemischen Einflüssen (Desinfektionsmittelbeständigkeit). Im Lieferumfang ist ein passendes Brillenetui und ein weiches Brillenband enthalten.

MAVIG verwendet ausschließlich Strahlenschutzgläser höchster Güte. Dies garantiert Ihnen beste Transmissionswerte und eine hohe Bruchsicherheit der Gläser. Die ideale Komposition chemischer Stoffe und ausgereifte Produktionsprozesse sorgen für maximale Strahlenabsorption bei einer absolut homogenen Verteilung der Additive.

Besondere Qualitätsmerkmale optimieren den Einsatz im medizinischen Bereich:

- Fassung aus hochwertigem Kunststoffmaterial mit großer Formbeständigkeit
- ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leichtigkeit und Festigkeit
- die verwendeten Werkstoffe sorgen für größtmögliche Allergiefreiheit
- Formgebung und Material unterstützen die Vermeidung von Verletzungsrisiken
- leichte Reinigung und sehr guter Widerstand gegenüber chemischen Einflüssen (Desinfektionsmittelbeständigkeit)
- Korrektioneinschliffe fertigen wir gerne für Sie an: Einstärken, Bifokal oder Gleitsicht
- Konformität: DIN EN 61331-1:2016 / DIN EN 61331-3:2016

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com