

# Valores de prescripción para gafas protectoras contra rayos X graduadas

Cliente/Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha de cumpleaños: \_\_\_\_\_

Artículo: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

► Para pedidos de gafas protectoras graduadas, por favor indique los valores actuales de sus datos ópticos:

		Esfera/ Dioptías	Cilindro * <sup>1</sup>	Eje/Axis	Valor Adición * <sup>2</sup>	Distancia Pupilar * <sup>3</sup>
		<b>Sph/Dpt</b>	<b>Cyl</b>	<b>A</b>	<b>ADD</b>	<b>PD</b>
Cerca (C)	Ojo derecho (D)	●●●●	●	●	●●	●●●●
	Ojo izquierdo (I)	●●●●	●	●	●●	●●●●
Lejos (L)	Ojo derecho (D)	●●	●	●		
	Ojo izquierdo (I)	●●	●	●		

**Single**  
 **Bifocal**  
 **Progressive**

\*<sup>1</sup> Si fuese necesario, indicar valores cilíndricos (Cyl) y los valores del eje (A)  
 \*<sup>2</sup> Valores de adición (ADD) (sólo para gafas bifocales o progresivas)  
 \*<sup>3</sup> Distancia pupilar, por separado para el ojo izquierdo y derecho (PD)

VALORES DE PRESCRIPCIÓN

### Indicaciones sobre las gafas ocupacionales:

Las gafas ocupacionales llevan lentes especiales para varios ámbitos que están especialmente concebidas para ofrecer una visión de cerca e intermedia correcta y relajada. Por ejemplo, con unas gafas ocupacionales podrá cubrir la visión a la distancia habitual hasta el paciente y las pantallas.

Las gafas bifocales o de lectura „normales“ no pueden garantizar esta visión porque están concebidas para distancias cortas y/o largas. Por este motivo, los valores de esmerilado de sus lentes ocupacionales no tienen por qué coincidir necesariamente con los de las lentes bifocales que use en su vida cotidiana. Para la selección/medición correcta de los valores/datos, deberá indicar a su óptico que necesita unas gafas ocupacionales.

En el cambio rutinario entre las gafas ocupacionales y las que utilice en su vida cotidiana, debe tener en cuenta que los ojos necesitan un tiempo para adaptarse.

### Nota – ¡Los pedidos con receta deben incluir la distancia de los ojos!

Para los valores de esfera/dioptías y Cyl, indique siempre delante el signo + / - .

- Indica información necesaria en todos los pedidos con receta.
- Indica información necesaria para pedidos de varios grosores.  
(Valor esfera de lejos + valor ADD = Valor esfera de cerca)
- Indica información necesaria para determinadas correcciones.  
(Ninguna diferencia entre los valores de lejos y de cerca – Cyl/A de lejos = Cyl/A de cerca)