


Doppelgelenk

für mehr Sicherheit bei Stößen



Kollisionsschutz – Schwenkfunktion

Artikel-Nr.: GD4020

Monitorhalterung für ein einzelnes 15" - 17" Display mit VESA 100 Adapter
passend für Portegra2 Systeme

Made in Germany




GD4020 – Einzel-Monitorhalter* für Portegra2 Systeme

Die GD4020 Einzel-Monitorhalterung ist für ein 15" - 17" Display geeignet und ermöglicht durch eine verstellbarer Neigung des Doppelgelenkes einen optimalen Betrachtungswinkel. Bei Stößen kann der Monitor so auch seitlich ausweichen.

Kombiniert mit der Mobilität und Sicherheit einem Portegra2 Ausleger-/Federarm bietet der GD4020 dem Benutzer eine sorgenfreie und flexible Nutzung.

- **Geeignet für** 1 Monitor von 15" bis 17"
- **Zuladung am Monitorhalter** max. 10,0 kg, inklusive Kabel (ausführungsabh.)
- **VESA Adapter** VESA 100
- **Eigengewicht** 1,7 kg
- **Kabelführung** extern
- **Farbgebung** RAL9002
- **Monitorträger für** Portegra2 Systeme
Fixpunktmontage (über PT2)
Deckenschiene, optional (über PT2)
Systemreichweite: Auslegerarm 750 mm / 950 mm
Federarm 910 mm



* Monitorhalter ohne Ausleger- / Federarm, Verkabelung und Display.

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com