

# Maß- / Sonderanfertigung

Mit Hilfe dieser Vorlage und einem handelsüblichen Maßband können Sie problemlos Ihre Körpermaße festlegen.

Anhand dieser Maße wird für Sie eine Maß- / Sonderanfertigung produziert. Bevor Sie das Maßband anlegen, beachten Sie bitte folgendes:

Die Maße verstehen sich als Körpermaße, gemessen **ohne Zugaben**, aber auch ohne sich einzuschnüren. Um korrekte Werte zu ermitteln, ist es **nicht** möglich sich selbst auszumessen. Deshalb müssen die Maße immer von einer anderen Person genommen werden. Die gemessene Person sollte dabei gerade mit angelegten Armen stehen.

Die Länge der Röntgenschutzkleidung sollte nach R6V und DIN EN 61331-3:2016 so ausgewählt werden, dass die Vorderseite des Körpers von Halsansatz bis mindestens zu den Kniescheiben bedeckt ist (MAVIG empfiehlt für den vollständigen Schutz eine Abdeckung bis unterhalb des Knies).

**Wir bitten Sie, die folgenden Punkte vollständig auszufüllen.**

● **Maße für:** \_\_\_\_\_  
(Vor- und Nachname)

1 \_\_\_\_\_ cm **Gesamtkörpergröße**

2 \_\_\_\_\_ cm **Brustumfang**  
Über die stärkste Stelle der Brust (Brustpunkt) waagrecht um den Körper

3 \_\_\_\_\_ cm **Taillenumfang/Bundweite**  
Ohne zu Schnüren rings um die Taille messen (bei Damen an der schmalsten Stelle der Taille messen, bei Herren Maßband etwas unterhalb des Bauchnabels um den Körper führen)

4 \_\_\_\_\_ cm **Hüft-/Gesäßumfang**  
Maßband waagrecht um die stärkste Stelle von Hüfte/Gesäß führen

5a \_\_\_\_\_ cm **Schürzen-/Mantellänge**  
Von der Mitte der Schulter über die Brust abwärts bis zur gewünschten Höhe der Unterkante der Schürze/des Mantels messen

5b \_\_\_\_\_ cm **Kostümrock-Länge**  
Von der Taillenhöhe abwärts bis zur gewünschten Höhe der Unterkante des Rocks messen



6 \_\_\_\_\_ cm **Rückenbreite**  
Am Rücken, von Achselhöhle zu Achselhöhle, bei seitlich angelegten Armen messen

7 \_\_\_\_\_ cm **Vorderlänge des Oberkörpers**  
Von der Mitte der Schulter über die Brust abwärts bis zum Beckenkamm messen (Spinae iliacae anteriores)

8 \_\_\_\_\_ cm **Oberarmumfang (Ärmel, optional)**  
Horizontaler Umfang an der Mitte des Oberarms

9 \_\_\_\_\_ cm **Position von oben (nur Levio®)**  
Von der Mitte der Schulter bis zum Beginn der Brust messen (ca. bei der 2. Rippe, zwischen Schlüsselbein und Mamillen)

10 \_\_\_\_\_ cm **Länge / Rock-Panellänge (nur Levio®)**  
a) Von der Mitte der Schulter bis unterhalb der Gonaden messen (ca. 10 cm unterhalb des Schritts)  
b) Nur Rock: Von der Taille (Rock-Bund) bis unterhalb der Gonaden messen (ca. 10 cm unterhalb des Schritts)



I **Modell**  RA  NovaLite  
 Levio Edition  Leadfree  
 Standard-Blei

**Pb Front:** \_\_\_\_\_ mm **Rücken:** \_\_\_\_\_ mm  
(Standard: 0,25 mm Pb)

II **Außenmaterial**  ComforTex® HPMF Hybrid  
 ComforTex® HPMF  
 mit Outlast®, optional

**in der Farbe:** \_\_\_\_\_  
(Farbangabe oder Farbcode)

III **Ärmel** (optional)  rechts /  links /  beidseitig  
 angenäht /  angeknöpft

**in Pb:** \_\_\_\_\_ mm  
(Standard: 0,25 mm Pb)

IV **Stickerei/Bordüre** (optional)  eingenäht  
 adaptierbar

**Text:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Bitte leserlich, in Großbuchstaben)

● **Gemessen von:** \_\_\_\_\_ **am:** \_\_\_\_\_  
(Name) (Datum)

**aus/durch:**  Krankenhaus /  Fachhändler /  MAVIG Mitarbeiter