

# RA614

## *Schilddrüsen Sternumschutz*

### Mit unterschiedlichen Verschlüssen

#### **Klettverschluss (RA614KL)**

Einheitliche Größe,  
passend für die Halsweiten von 32 - 45 cm.

#### **Magnetverschluss (RA614MA)**

Einheitliche Größe,  
passend für die Halsweiten von 32 - 45 cm.

#### **Austauschbarer Klettverschluss (RA614AK)**

Einheitliche Größe,  
passend für die Halsweiten von 37 - 50 cm.



Die Schilddrüse ist ein strahlenempfindliches und daher besonders schutzwürdiges Organ des menschlichen Körpers. Das Tragen eines entsprechenden Schutzes sollte somit eine Selbstverständlichkeit sein.

Unsere Variante des Schilddrüsen-Sternumschutzes zeichnet sich durch erstklassige Schnittführung und beste Passform aus, selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Strahlenschutzaspekte.

## Modellvarianten RA614

Der Schilddrüsen-Sternumschutz mit Druckknopfverbindung zu Weste/ Mantel/Schürze ist passend zu allen Modellreihen.

Standardmäßig wird er mit fest angenähtem Klettverschluss gefertigt. Die weiteren Verschlussarten Magnetverschluss und austauschbarer Klettverschluss sind optional erhältlich.

Alle Varianten sorgen für genügend Spielraum in der Anpassung.

**RA614KL** Schilddrüsen-Sternumschutz mit Klettverschluss

**RA614AK** Schilddrüsen-Sternumschutz wie RA614KL mit austauschbarem Klettverschluss

**RA614MA** Schilddrüsen-Sternumschutz wie RA614KL mit magnetischem Verschluss



### Druckknopfverbindung

Diese ermöglicht eine sichere Adaption des Schilddrüsen-Sternumschutzes an die MAVIG Röntgenschutzkleidung.



### Verschlussart - via Magnet

Der Schilddrüsen-Sternumschutz ist auch mit praktischem Magnetverschluss erhältlich (Variante RA614MA).



### Zubehör: Hygienefutteral

Um den hygienischen Anforderungen im Alltag zu entsprechen, empfehlen wir unser waschbares Hygiene-Futteral in der Farbe Titan aus dem speziellen ComforTex® MF Material zu verwenden.



### Verschlussart - austauschbar

Als dritte Alternative kann ein austauschbarer Verschluss gewählt werden (RA614AK). Bitte beachten Sie hier die abweichenden Halsweiten.

## Schutz/Bleigleichwert

NovaLite, Leadfree oder Standard-Blei



Serienmäßig:  
0,50 mm Pb

## Außenmaterial

Farben  
(siehe Frontseite)



Wahlweise:  
ComforTex® HPMF,  
ComforTex® HPMF Hybrid

## Größen/Halsweiten

einheitlich  
modellabhängig



## Optional



Auf Wunsch:  
Stickerei  
Maßanfertigung

## Zubehör/Ersatz

Hygienefutteral  
(RA614HF)



Ersatz-Klettverschluss:  
(R614AKV,  
Adaption via  
Druckknöpfe)