

Basic RA640

FRONTSCHUTZ-SCHÜRZE

Das Modell Basic RA640 hat sich seit Jahren bewährt und wird als Frontschutz in der Regel für kurze und seltene Tragezeiten im konventionellen Röntgen ohne Durchleuchtung eingesetzt.

Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite, Leadfree
oder Standard-Blei



Frontseitig:

0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell:

0,25 mm Pb

- ✓ ideale Passform, optimierter Tragekomfort
- ✓ ideal für kurze und seltene Tragezeiten
- ✓ weiche Schulterpolster als Serienausstattung
- ✓ Unterschiedliche Verschlussarten zur Auswahl
- ✓ Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016



Größen*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm	Taillen-/Hüftumfang ≤ 91 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 92 - 102 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 103 - 112 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 113 - 123 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 124 - 134 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 135 - 145 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 146 - 156 cm

* Für die Größe entscheidet entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.






Outlast Temperaturregulierung

Unterschiedliche Verschlussarten – Sie können auswählen ...


Wir bieten zu dieser Schürzenserie unterschiedliche Verschluss-Systeme an. Wählen Sie Ihren Favoriten:



Druckknopf-Verschluss
Elastische Gummibänder mit Druckknöpfen, im Rücken zu schließen.



Kreuzband-Verschluss
Kreuzbänder mit Klettverschluss, im Rücken zu schließen.



Gurtband-Verschluss
Gurtbänder mit Schnappverschluss, vorne zu schließen.





Schnappschnallen-Verschluss
2 Gurtbänder mit Schnappschnallenverschlüssen, im Rücken zu schließen.



Rückenflügel

Beim Modell RA640 kann außerdem gewählt werden, ob in den Rückenflügeln weiterhin ein Schutz von 0,25 mm Pb bestehen soll oder für eine Gewichtsreduzierung der Schürze auf diesen verzichtet wird.



Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Wahlweise:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF Hybrid

Größen

von XS bis 3XL
(siehe Frontseite)



Länge / Körpergröße:
90 cm / 150 - 160 cm
100 cm / 160 - 170 cm
110 cm / 170 - 180 cm
120 cm / 175 - 190 cm
130 cm / 185 - 195 cm
140 cm / 195 - 205 cm

Optional



Auf Wunsch:
Outlast
Ärmel
Brusttasche
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör/Ersatz

Bolero
Schilddrüsen-Sternumschutz



Kreuzbandverschluss
(Adaption via
Druckknöpfe)