

Ergonomic RA650

FRONTSCHUTZ-SCHÜRZE

Frontschutz in seiner puren Form beinhaltet bei der RA650 vollflächigen Schutz über das gesamte Vorderteil mit den erforderlichen 60% des Körperrumfangs.

Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite, Leadfree
oder Standard-Blei



Frontseitig:
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

- ✓ für vielfältige Anwendungen mit ausschließlich frontaler Strahlenexposition geeignet
- ✓ ideale Passform, optimierter Tragekomfort
- ✓ Möglichkeit zum Abgleiten der Schürze
- ✓ optional "ohne Schutz" im Rückenbereich, für ein reduziertes Gewicht der Schürze
- ✓ Serienausstattung beinhaltet Schulterpolster
- ✓ Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016



Größen*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm	Taillen-/Hüftumfang ≤ 91 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 92 - 102 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 103 - 112 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 113 - 123 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 124 - 134 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 135 - 145 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 146 - 156 cm

* Für die Größe entscheidet entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.



Verschluss-System

MAVIG verwendet ausschließlich verschleißarme Klettverschluss-Systeme der höchsten Qualität.



Outlast Temperaturregulierung



Kreuzbänder

Komfortable, breite Kreuzbänder ermöglichen ein gutes Abgleiten der Schürze durch einfaches Öffnen der Klettverschlüsse im Frontbereich.

Schnell, einfach und komfortabel

Abgleiten der Schürze durch einfaches Öffnen der Klettverschlüsse im Frontbereich, auch durch den sterilen OP-Mantel hindurch.

Schulterentlastung

Durch die extrabreiten, bequemen Kreuzbänder wird die Last optimal auf der gesamten Schulterfläche verteilt.



Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Wahlweise:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF Hybrid


Größen

von XS bis 3XL
(siehe Frontseite)



Länge / Körpergröße:
90 cm / 150 - 160 cm
100 cm / 160 - 170 cm
110 cm / 170 - 180 cm
120 cm / 175 - 190 cm
130 cm / 185 - 195 cm
140 cm / 195 - 205 cm

Optional



Auf Wunsch:
Outlast
Ärmel
Brusttasche
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör

Bolero
Schilddrüsen-Sternschutz

