

Comfort RA660

FRONTSCHUTZ-SCHÜRZE

Zeitgemäße Strahlenschutz-Bekleidung, die Ihren aktiven Arbeitsalltag mit herausragender Qualifikation begleitet, bietet unsere Serie RA660. Den außerordentlich guten Tragekomfort unterstützt der breite Stretchteileinsatz an den Rückenflügeln.

Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite, Leadfree
oder Standard-Blei



Frontseitig:
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

Schutz/Bleigleichwert Levio Edition

NovaLite, Leadfree
oder Standard-Blei



Gesamtwert Levio-Panel:
0,42 mm Pb oder 0,50 mm Pb
(außerhalb 0,25 mm Pb)

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

- ✓ für vielfältige Anwendungen mit ausschließlich frontaler Strahlenexposition geeignet
- ✓ ideale Passform, optimierter Tragekomfort
- ✓ geeignet für lange Tragezeiten
- ✓ optional "ohne Schutz" im Rückenbereich, für ein reduziertes Gewicht der Schürze
- ✓ Serienausstattung beinhaltet Schulterpolster
- ✓ Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016



Größen*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm	Taillen-/Hüftumfang ≤ 91 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 92 - 102 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 103 - 112 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 113 - 123 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 124 - 134 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 135 - 145 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 146 - 156 cm

* Für die Größe entscheidet entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.



Champion im Handel

Unsere Kunden erklären dieses Modell zu ihrem Favoriten unter den Frontschutz-Schürzen, da es sich durch bequemes An- und Ablegen, eine körpergerechte Passform, guten Sitz und Schulterentlastung auszeichnet.

Verschluss-System

MAVIG verwendet ausschließlich verschleißarme Klettverschluss-Systeme der höchsten Qualität.



Stretcheinsatz

Der über die Breite des gesamten Rückens verlaufende Stretcheinsatz sorgt für guten Sitz und Schulterentlastung auch bei langen Tragezeiten der Röntgen-schutzkleidung.

Levio® 
Optimiertes Schutzkonzept



Outlast Temperaturregulierung

Erhöhter Schutz der Levio Edition


Der Bereich mit dem verstärkten Schutzmaterial ist farblich deutlich erkennbar.

Anwenderfreundlich

Das durchdachte Design der Frontschutz-Schürze RA660 ermöglicht ein leichtes und schnelles Anziehen oder Ablegen.

Besonderes Feature

Der Stretcheinsatz als ideale Entlastung, vor allem bei langen Tragezeiten.



Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Wahlweise:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF Hybrid


Größen

von XS bis 3XL
(siehe Frontseite)



Länge / Körpergröße:
90 cm / 150 - 160 cm
100 cm / 160 - 170 cm
110 cm / 170 - 180 cm
120 cm / 175 - 190 cm
130 cm / 185 - 195 cm
140 cm / 195 - 205 cm

Optional



Auf Wunsch:
Outlast
Ärmel
Brusttasche
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör

Bolero
Schilddrüsen-Sternumschutz

