



Optional, passend zum AW425

Körbchen für Zubehör



Anwendungsbeispiel AW425 + Zubehörkörbchen

Artikel-Nr.: **AW42512** Mobiles Aufbewahrungssysteme
AW425K Körbchen für Zubehör, passend zum AW42512

AW425 – Mobiles Aufbewahrungssystem für Röntgenschutzkleidung

Aufbewahrungssysteme für Röntgenschutzkleidung müssen eine Reihe von grundlegenden Kriterien erfüllen, um Ihnen in der täglichen Arbeitspraxis zuverlässig von Nutzen zu sein.

Mit dem AW425 ist Ihre Röntgenschutzkleidung sicher auf den bei jeder Röntgenschutzschürze mitgelieferten MAVIG Spezial-Bügeln untergebracht. Das leichtgängige Aufbewahrungssystem bietet Stauraum für bis zu zwölf Kleidungsstücke.

- **Bequemer und unkomplizierter Zugriff**
- **Übersichtliche Anordnung von bis zu 12 Kleidungsstücken**
- **Minimaler Platzbedarf**
- **Sachgemäße und schonende Aufbewahrung**
- **Einfach durchzuführende Montage**

• Technische Daten	Gewicht (netto)	15,2 kg / Körbchen 2,0 kg
	Mobilität	4 Schwerlastrollen, 2 inklusive Feststellbremse
	Aufnahmekapazität	12 Spezial-Bügel / Röntgenschürzen (max. Zuladung 130,0 kg)
	Außenmaße	1000 x 1540 x 600 mm (B x H x T)
	Farbe	Edelstahl / RAL 9010

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizintechnische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com