

DE
RD639

MAVIG



Modell: RD639

Erwachsenen Dental-Rundumschutz mit integriertem Schilddrüsenschutz,
Patientenschutz für die digitale Volumentomographie (DVT)

Made in Germany

CE 0302

RD639 – Dental-Rundumschutz für die digitale Volumentomographie

Die Rundum-Schutzschürze RD639 bietet optimalen Strahlenschutz in der digitalen Volumentomographie (DVT). Der Patient ist vorne sowie hinten mit dem vollen Bleigleichwert von 0,50 mm Pb geschützt.

Der praktische Klettverschluss auf der Schulter erlaubt ein komfortables Anlegen von der Seite. Mittels Klettverschluss auf der Rückseite kann bequem der Umfang angepasst werden. Ein bereits integrierter Schilddrüsenschutz ist in der Höhe einstellbar, sodass er die Aufnahme nicht beeinträchtigt.

Lieferung inklusive Spezial-Bügel AW106 für ein Kleidungsstück.

- **Schutzmaterial** Standard-Blei oder Leadfree
- **Bleigleichwert** 0,50 mm Pb (Front- und Rückseite)
- **Größen** Erwachsene: Small 80,0 cm x 60,0/60,0 cm (L x B, vorne/hinten)
Medium 80,0 cm x 70,0/60,0 cm (L x B, vorne/hinten)
*(für Kinder nehmen Sie bitte unseren Kindermantel RP668
ergänzt durch einen Schilddrüsenschutz RD614)*
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF oder ComforTex® HPMF Hybrid
lieferbar in den Farben:
*Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Lagoon, Mandarin,
Orchidee, Baccara, Design Happy (nur ComforTex® HPMF)*

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com