

Levio® Edition - 2 Maße

Mit Hilfe dieser Vorlage und einem handelsüblichen Maßband können Sie problemlos Ihre Körpermaße festlegen. Anhand der Maße wird für Sie die optimierte Levio Edition gefertigt und bei Bedarf Ihre MAVIG-Konfektionsgröße ermittelt. Bevor Sie das Maßband anlegen, beachten Sie bitte folgendes:


Die Maße verstehen sich als Körpermaße, gemessen **ohne Zugaben**, aber auch ohne sich einzuschüren. Um korrekte Werte zu ermitteln, ist es nicht möglich sich selbst auszumessen. Deshalb müssen die Maße immer von einer anderen Person genommen werden. Die gemessene Person sollte dabei gerade mit angelegten Armen stehen.

Wir bitten Sie, die folgenden Punkte auszufüllen.

● **Maße für:** _____
(Vor- und Nachname)

① _____ cm **Position von oben (Levio®)**
Von der Mitte der Schulter bis zum Beginn der Brust messen (ca. bei der 2. Rippe, zwischen Schlüsselbein und Mamillen)

② _____ cm **Länge / Rock-Panellänge (Levio®)**
a) Von der Mitte der Schulter bis unterhalb der Gonaden messen (ca. 10 cm unterhalb des Schritts)
b) Nur Rock: Von der Taille (Rock-Bund) bis unterhalb der Gonaden messen (ca. 10 cm unterhalb des Schritts)




Punkte 3 - 6 für eine generelle Bestimmung der Größe (optional auszufüllen)

③ _____ cm **Gesamtkörpergröße**

④ _____ cm **Brustumfang**
Über die stärkste Stelle der Brust (Brustpunkt) waagrecht um den Körper

⑤ _____ cm **Taillenumfang/Bundweite**
Ohne zu Schnüren rings um die Taille messen (bei Damen an der schmalsten Stelle der Taille messen, bei Herren Maßband etwas unterhalb des Bauchnabels um den Körper führen)

⑥ _____ cm **Hüft-/Gesäßumfang**
Maßband waagrecht um die stärkste Stelle von Hüfte/Gesäß führen



I Modell RA631 Levio NovaLite
 RA632 Levio Leadfree
 RA660 Levio Standard-Blei

Pb Levio Panel: _____ mm
(Basisschicht: 0,25 mm Pb)

II Außenmaterial ComforTex® HPMF Hybrid
 ComforTex® HPMF
 mit Outlast®, optional

in der Farbe: _____
(Farbangabe oder Farbcode)

III Ärmel rechts / links / beidseitig
(optional) angenäht / angeknöpft

in Pb: _____ mm
(Standard: 0,25 mm Pb)

IV Stickerei/Bordüre eingenäht
(optional) adaptierbar

Text: _____

(Bitte leserlich, in Großbuchstaben)

● **Gemessen von:** _____ **am:** _____
(Name) (Datum)

aus/durch: Krankenhaus / Fachhändler / MAVIG Mitarbeiter