

Maß- / Sonderanfertigung

Mit Hilfe dieser Vorlage und einem handelsüblichen Maßband können Sie problemlos Ihre Körpermaße festlegen.

Anhand dieser Maße wird für Sie eine Maß- / Sonderanfertigung produziert. Bevor Sie das Maßband anlegen, beachten Sie bitte folgendes:

Die Maße verstehen sich als Körpermaße, gemessen **ohne Zugaben**, aber auch ohne sich einzuschnüren. Um korrekte Werte zu ermitteln, ist es **nicht** möglich sich selbst auszumessen. Deshalb müssen die Maße immer von einer anderen Person genommen werden. Die gemessene Person sollte dabei gerade mit angelegten Armen stehen.

Die Länge der Röntgenschutzkleidung sollte nach RÖV und DIN EN 61331-3:2016 so ausgewählt werden, dass die Vorderseite des Körpers von Halsansatz bis mindestens zu den Kniescheiben bedeckt ist (MAVIG empfiehlt für den vollständigen Schutz eine Abdeckung bis unterhalb des Knies).

Wir bitten Sie, die folgenden Punkte vollständig auszufüllen.

● **Maße für:** _____
(Vor- und Nachname)

1 _____ cm **Gesamtkörpergröße**

2 _____ cm **Brustumfang**

Über die stärkste Stelle der Brust (Brustpunkt) waagrecht um den Körper

3 _____ cm **Tailenumfang/Bundweite**

Ohne zu Schnüren rings um die Taille messen (bei Damen an der schmalsten Stelle der Taille messen, bei Herren Maßband etwas unterhalb des Bauchnabels um den Körper führen)

4 _____ cm **Hüft-/Gesäßumfang**

Maßband waagrecht um die stärkste Stelle von Hüfte/Gesäß führen

5a _____ cm **Schürzen-/Mantellänge**

Von der Mitte der Schulter über die Brust abwärts bis zur gewünschten Höhe der Unterkante der Schürze/des Mantels messen

5b _____ cm **Kostümrock-Länge**

Von der Tailenhöhe abwärts bis zur gewünschten Höhe der Unterkante des Rocks messen

6 _____ cm **Rückenbreite**

Am Rücken, von Achselhöhle zu Achselhöhle, bei seitlich angelegten Armen messen

7 _____ cm **Vorderlänge des Oberkörpers**

Von der Mitte der Schulter über die Brust abwärts bis zum Beckenkamm messen (Spinae ilicae anteriores)

8 _____ cm **Oberarmumfang (Ärmel, optional)**

Horizontaler Umfang an der Mitte des Oberarms



9 _____ cm **Position von oben (nur Levio®)**

Von der Mitte der Schulter bis zum Beginn der Brust messen (ca. bei der 2. Rippe, zwischen Schlüsselbein und Mamillen)

10 _____ cm **Länge / Rock-Panellänge (nur Levio®)**

a) Von der Mitte der Schulter bis unterhalb der Gonaden messen (ca. 10 cm unterhalb des Schritts)

b) Nur Rock: Von der Taille (Rock-Bund) bis unterhalb der Gonaden messen (ca. 10 cm unterhalb des Schritts)



I **Modell** RA _____ NovaLite
 Levio Edition Leadfree
 Victoria Standard-Blei

Pb Front: _____ mm **Rücken:** _____ mm
(Standard: 0,25 mm Pb)

II **Außenmaterial** ComforTex® HPMF Hybrid
 ComforTex® HPMF
 mit Outlast®, optional

in der Farbe: _____
(Farbangabe oder Farbcode)

III **Ärmel** (optional) rechts / links / beidseitig
 angenäht / angeknöpft

in Pb: _____ mm
(Standard: 0,25 mm Pb)

Bolero (optional) **in Pb:** _____ mm
(Standard: 0,25 mm Pb)

IV **Stickerei/Bordüre** (optional) eingenäht Schulter
 adaptierbar Rock

Text: _____

(Bitte leserlich, in Großbuchstaben)

● **Gemessen von:** _____
(Name)

am: _____
(Datum)

aus/durch: Krankenhaus / Fachhändler / MAVIG Mitarbeiter