

# Levio<sup>®</sup> Edition - 2 Maße

Mit Hilfe dieser Vorlage und einem handelsüblichen Maßband können Sie problemlos Ihre Körpermaße festlegen. Anhand der Maße wird für Sie die optimierte Levio Edition gefertigt und bei Bedarf Ihre MAVIG-Konfektionsgröße ermittelt. Bevor Sie das Maßband anlegen, beachten Sie bitte folgendes:

Die Maße verstehen sich als Körpermaße, gemessen **ohne Zugaben**, aber auch ohne sich einzuschneiden. Um korrekte Werte zu ermitteln, ist es nicht möglich sich selbst auszumessen. Deshalb müssen die Maße immer von einer anderen Person genommen werden. Die gemessene Person sollte dabei gerade mit angelegten Armen stehen.


**Wir bitten Sie, die folgenden Punkte auszufüllen.**

● **Maße für:** \_\_\_\_\_  
(Vor- und Nachname)

① \_\_\_\_\_ cm **Position von oben (Levio<sup>®</sup>)**  
Von der Mitte der Schulter bis zum Beginn der Brust messen (ca. bei der 2. Rippe, zwischen Schlüsselbein und Mamillen)

②a \_\_\_\_\_ cm **Länge (Levio<sup>®</sup>)**  
a) Von der Mitte der Schulter bis unterhalb der Gonaden messen (ca. 10 cm unterhalb des Schritts)

②b \_\_\_\_\_ cm **Rock-Panellänge (Levio<sup>®</sup>)**  
b) Nur Rock: Von der Taille (Rock-Bund) bis unterhalb der Gonaden messen (ca. 10 cm unterhalb des Schritts)



① **Modell**  RA631 Levio Kostüm  
 RA632 Levio Mantel  
 RA660 Levio Schürze  
  
 RA631 Levio / Victoria Weste  
 RA636 Levio / Victoria Mantel

③ **Größe**  XS  S  M  L  
 XL  XXL  3XL

**Länge**  90 cm  100 cm  
(Mantel/Schürze)  110 cm  120 cm  
 130 cm  140 cm

**Länge**  65 cm  70 cm  
(Rock)  75 cm  80 cm

⑤ **Ärmel**  rechts /  links /  beidseitig  
(optional)  angenäht /  angeknöpft

**in Pb:** \_\_\_\_\_ mm  
(Standard: 0,25 mm Pb)

**Bolero in Pb:** \_\_\_\_\_ mm  
(optional) (Standard: 0,25 mm Pb)

② **Innenmaterial**  NovaLite Plus  
 Leadfree 2.0

**Pb Levio Panel:**  0,42 mm Pb  0,50 mm Pb  
(Basisschicht: 0,25 mm Pb)

④ **Außenmaterial**  ComforTex<sup>®</sup> HPMF Hybrid  
 ComforTex<sup>®</sup> HPMF

**Optional:**  mit Outlast<sup>®</sup>

**Außenfarbe:** \_\_\_\_\_  
(Farbangabe oder Farbcode)

⑥ **Stickerei/Bordüre**  eingenäht  adaptierbar  
(optional)  Schulter  Rock

**Text:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Bitte leserlich, in Großbuchstaben)

● **Gemessen von:** \_\_\_\_\_ **am:** \_\_\_\_\_  
(Name) (Datum)

**aus/durch:**  Krankenhaus /  Fachhändler /  MAVIG Mitarbeiter