

Balance RA631

Vollständiger Schutz und Komfort mit unserem Strahlenschutz-Kostüm

Das Strahlenschutz-Kostüm (Weste + Rock) bietet Ihnen umfassenden Schutz und höchsten Tragekomfort. Hier sind die Highlights:

- ✔ **Überlappende Vorderflügel:** Die Vorderteile des Kostüms überlappen sich vollständig und bieten so den gewünschten Schutz.
- ✔ **Perfekte Passform:** Das Kostüm passt hervorragend und ist äußerst bequem, insbesondere bei langen Tragezeiten. Das Gewicht wird gleichmäßig verteilt, was für den hohen Komfort sorgt.
- ✔ **Langlebigkeit und Sicherheit:** Standardmäßig enthaltene Schulterpolster und ein Schnappschnallenverschluss im unteren Bereich des Rocks sorgen für eine sichere und bequeme Passform.
- ✔ **Hochwertige Klettverschlüsse:** Das Kostüm verfügt über hochwertige Klettverschlüsse zum Schließen von Weste und Rock, die für eine einfache Handhabung und lange Lebensdauer sorgen.
- ✔ **Zertifizierter Schutz:** Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

Optional kann die Weste, wie am Modell gezeigt, mit einem 16 cm breiten, **anknöpfbaren Stretchgürtel** versehen werden. Dieser sorgt für eine noch bessere Gewichtsentlastung der Schultern und Unterstützung des Rückens.

Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite® Plus oder Leadfree 2.0



Frontseitig:
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

Schutz/Bleigleichwert Levio Edition

NovaLite® Plus oder Leadfree 2.0



Gesamtwert Levio-Panel:
0,42 mm Pb oder 0,50 mm Pb
(außerhalb 0,25 mm Pb)

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb



Größen*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm,	Taillen-/Hüftumfang ≤ 86 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm,	Taillen-/Hüftumfang ca. 87 - 97 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm,	Taillen-/Hüftumfang ca. 98 - 107 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm,	Taillen-/Hüftumfang ca. 108 - 118 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm,	Taillen-/Hüftumfang ca. 119 - 129 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm,	Taillen-/Hüftumfang ca. 130 - 140 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm,	Taillen-/Hüftumfang ca. 141 - 151 cm

* Da das Modell RA631 aus zwei Teilen besteht gilt das Folgende:
Für die Westengröße entscheidet der größere Wert bei Brust und Taille.
Für die Rockgröße entscheidet der größere Wert bei Taille und Hüfte.



RUNDUMSCHUTZ

Erleben Sie Komfort und umfassenden Schutz mit unserem Strahlenschutz-Kostüm – ideal für lange Tragezeiten und höchste Ansprüche an Sicherheit und Bequemlichkeit.

Levio® 
Optimiertes Schutzkonzept

Patentierte Sicherheitsmerkmale

I. Farblich abgesetzte Sicherheitszonen

Seitlich und im Schulterbereich gibt es besondere Sicherheitszonen in der Farbe "Titan", die bereits den vollen Schutz des Vorderteils bieten. Diese Zonen gewährleisten, dass Sie stets gut geschützt sind.

II. Schutzbereich Wenn das Ende des Vorderflügels von Weste und Rock in diesen deutlich sichtbaren Zonen liegt, sind 60% Ihres Körperrumfangs mit dem vorderen Schutzwert abgedeckt.

Levio® Edition

Das Kostüm RA631 ist auch in unserer Levio-Edition verfügbar. Optimiertes Gewicht-Schutz-Verhältnis: Statt mit einem einheitlichen Bleigleichwert im gesamten Frontbereich schützt Levio - von oberhalb der Brust bis unterhalb der Gonaden - mit einem höheren Bleigleichwert.

Schulterentlastungssystem

Kombinieren Sie die Weste mit unserem Schulterentlastungssystem BRYGGA.



RFID-Chip inklusive

Erhöhter Schutz der Levio Edition

Der Bereich mit dem verstärkten Schutzmaterial ist optisch durch ein eingenähtes Band getrennt/markiert.

Rückenentlastung

Der elastische Einsatz im Rücken beim Rock ermöglicht es in der täglichen Routine leichter Haltung zu bewahren.

Freie Bewegung

Für mehr Bewegungsfreiheit ist beim Rock hinten ein Ausschnitt eingearbeitet. Selbstverständlich sind hierbei die Knie immer noch optimal von vorne und seitlich geschützt.

Überlappungsbereich

Damit der Schutz auch bei Bewegung (z.Bsp. Bücken) gegeben ist, verfügt die Weste über eine ausreichende Länge und überlappt zum Rock hin.



Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Serienmäßig:
ComforTex® HPMF Hybrid

Größen

von XS bis 3XL
(siehe Frontseite)



Rocklängen / Körpergröße:
65 cm / 150 - 170 cm
70 cm / 170 - 180 cm
75 cm / 180 - 190 cm
80 cm / 190 - 200 cm

Optional



Auf Wunsch:
Ärmel
Stretchgürtel (außen)
Brusttasche
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör/Ersatz

Bolero
Schilddrüsen-Sternumschutz



Stretcheinsatz Rock
(Adaption via Reißverschluss)
Stretchgürtel Weste
(Adaption via Druckknöpfe)