

# Synergy RA632

## Strahlenschutz-Mantel – Höchster Komfort und zuverlässiger Schutz

Der Strahlenschutz-Mantel bietet nicht nur umfassenden Schutz, sondern auch außergewöhnlichen Komfort. Er wurde speziell für eine einfache Handhabung und perfekte Passform entwickelt.

Hier sind die herausragenden Merkmale:

- ✔ **Bequem und einfach anzulegen:** Der Mantel wird leicht mit einem Klettverschluss auf Brusthöhe geschlossen und sitzt sofort perfekt.
- ✔ **Überlappende Vorderflügel:** Die Vorderteile überlappen sich vollständig, um den gewünschten Schutz zu gewährleisten.
- ✔ **Ideale Passform:** Der Mantel bietet eine ausgezeichnete Passform und höchsten Tragekomfort, ideal für lange Tragezeiten.
- ✔ **Praktische Ausstattung:** Schulterpolster sind standardmäßig enthalten und der untere Teil des Mantels wird durch einen Schnappschnallenverschluss gesichert.
- ✔ **Zertifizierter Schutz:** Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425425, (EU) 2017/745, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

### Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite® Plus oder Leadfree 2.0




**Frontseitig:**  
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb  
oder 0,50 mm Pb

**Rückseitig generell:**  
0,25 mm Pb

### Schutz/Bleigleichwert Levio Edition

NovaLite® Plus oder Leadfree 2.0



**Gesamtwert Levio-Panel:**  
0,42 mm Pb oder 0,50 mm Pb  
(außerhalb 0,25 mm Pb)

**Rückseitig generell:**  
0,25 mm Pb



Größen\*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm	Taillen-/Hüftumfang ≤ 98 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 99 - 108 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 109 - 119 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 120 - 130 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 131 - 141 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 142 - 152 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 153 - 163 cm

\* Für die Größe und eine optimale Passform mit minimalen Armausschnitten entscheidet der Umfang der Brust. Wenn Taille/Hüfte, eine abweichende Größe zur Brust aufweisen, empfehlen wir eine Kombination aus Weste (RA631) und Rock (RA631) zu verwenden.



RUNDUMSCHUTZ

Erleben Sie mit dem Mantel RA632 die perfekte Mischung aus Komfort und umfassendem Schutz - ideal für lange Tragezeiten und höchste Ansprüche an Sicherheit und Bequemlichkeit in der interventionellen Radiologie.

Levio®   
Optimiertes Schutzkonzept

## Patentierte Sicherheitsmerkmale

- I. Farblich abgesetzte Sicherheitszonen**  
Seitlich und im Schulterbereich gibt es besondere Sicherheitszonen in der Farbe "Titan", die bereits den vollen Schutz des Vorderteils bieten. Diese Zonen gewährleisten, dass Sie stets gut geschützt sind.
- II. Schutzbereich** Wenn das Ende des Vorderflügels vom Mantel in dieser deutlich sichtbaren Zone liegt, sind 60% Ihres Körperumfangs mit dem vorderen Schutzwert abgedeckt.

### Levio® Edition

Der Mantel RA632 ist auch in unserer Levio-Edition verfügbar. Optimiertes Gewicht-Schutz-Verhältnis: Statt mit einem einheitlichen Bleigleichwert im gesamten Frontbereich schützt Levio - von oberhalb der Brust bis unterhalb der Gonaden - mit einem höheren Bleigleichwert.



RFID-Chip inklusive

### Schulterentlastungssystem

Kombinieren Sie den Mantel mit unserem Schulterentlastungssystem BRYGGA.

### Erhöhter Schutz der Levio Edition

Der Bereich mit dem verstärkten Schutzmaterial ist optisch durch ein eingenähtes Band getrennt/markiert.

### Sicherheitszone

Diese Zone (farblich in "Titan") gewährleistet ein risikofreies, lückenloses und sicheres Schließen des Mantels RA632.


### Rückenentlastung/Druckknopfleiste

Der breite, elastische Stretchgürtel ermöglicht in der täglichen Routine leichter Haltung zu bewahren. Dieser kann variabel auf optimaler Höhe ausgerichtet und sowohl einseitig als auch beidseitig am Mantel angeknöpft werden.

### Freie Bewegung


Für mehr Bewegungsfreiheit ist beim Mantel hinten ein Ausschnitt eingearbeitet.

Selbstverständlich sind hierbei die Knie optimal von vorne/seitlich geschützt.



### Außenmaterial

Farben  
(siehe Frontseite)



Serienmäßig:  
ComforTex® HPMF Hybrid

### Größen

von XS bis 3XL  
(siehe Frontseite)



Mantellänge / Körpergröße:  
90 cm / 150 - 160 cm  
100 cm / 160 - 170 cm  
110 cm / 170 - 180 cm  
120 cm / 175 - 190 cm  
130 cm / 185 - 195 cm  
140 cm / 195 - 205 cm

### Optional



Auf Wunsch:  
Ärmel  
Brusttasche  
Stickerei  
Maßanfertigung

### Zubehör/Ersatz

Bolero  
Schilddrüsen-Sternumschutz



Stretchgürtel  
(Adaption via  
Druckknöpfe)