

Victoria RA636



Victoria-Mantel – Rundumschutz für Frauen mit Stil

Die Victoria-Kollektion verbindet moderne Funktionalität mit ästhetischem Design, um den Anforderungen von Frauen in der interventionellen Radiologie gerecht zu werden. Der Victoria-Mantel ist der perfekte Rundumschutz, speziell entwickelt für die weibliche Figur. Er bietet nicht nur umfassenden Schutz, sondern auch außergewöhnlichen Komfort und eine ideale Passform.

Hier sind die wichtigsten Merkmale:

- ✓ **Optimale Passform:** Er ist perfekt auf die weibliche Anatomie abgestimmt, ohne dass eine volle Überlappung vorne nötig ist.
- ✓ **Einfach und bequem:** Der Mantel ist leicht anzulegen und sitzt dank des praktischen Klettverschlusses sofort richtig.
- ✓ **Komfortable Ausstattung:** Schulterpolster sind standardmäßig enthalten, um zusätzlichen Komfort zu bieten.
- ✓ **Zertifizierter Schutz:** Baumusterprüfung und Zertifizierung gemäß (EU) 2016/425, IEC 61331-1:2014 / DIN EN 61331-1:2016 und IEC 61331-3:2014 / DIN EN 61331-3:2016

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass aufgrund der speziellen Armausschnitte keine Ärmel am Victoria-Mantel angebracht werden können. Für zusätzlichen Schutz und Komfort kombinieren Sie den Victoria-Mantel mit dem Bolero RA637.

Schutz/Bleigleichwert Standard-Kollektion

NovaLite® Plus oder Leadfree 2.0



Frontseitig:
0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb
oder 0,50 mm Pb

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb

Schutz/Bleigleichwert Levio Edition

NovaLite® Plus oder Leadfree 2.0



Gesamtwert Levio-Panel:
0,42 mm Pb oder 0,50 mm Pb
(außerhalb 0,25 mm Pb)

Rückseitig generell:
0,25 mm Pb



Größen*, empfohlen für:

XS	Brustumfang ≤ 84 cm	Taillen-/Hüftumfang ≤ 98 cm
S	Brustumfang ca. 85 - 95 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 99 - 108 cm
M	Brustumfang ca. 96 - 106 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 109 - 119 cm
L	Brustumfang ca. 107 - 117 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 120 - 130 cm
XL	Brustumfang ca. 118 - 128 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 131 - 141 cm
XXL	Brustumfang ca. 129 - 139 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 142 - 152 cm
3XL	Brustumfang ca. 140 - 150 cm	Taillen-/Hüftumfang ca. 153 - 163 cm

* Für die Größe entscheidet entweder der Umfang der Brust, Taille oder Hüfte, abhängig davon, welches der drei Maße den größten Wert aufweist.



RUNDUMSCHUTZ: MANTEL SPEZIELL FÜR DIE WEIBLICHE FIGUR

VICTORIA RA636

**Weltweit
einzigartig!**

Entdecken Sie den Victoria-Mantel – Schutz,
Komfort und Stil für Ihre Bedürfnisse.

Levio®
Optimiertes Schutzkonzept

Innovatives Design

I. Speziell für Frauen

Der Victoria-Mantel RA636 hat angepasste Armausschnitte, die das empfindliche Brustgewebe schützen, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.

II. Eleganter Schnitt

Prinzessnähte auf der Vorderseite sorgen für eine enge, körpernahe Passform, während ein Stretcheinsatz im Rückenbereich den Mantel besonders bequem macht.

III. Unterstützung für die Schultern

Ein elastischer Stretchgürtel (10 cm breit, im Lieferumfang enthalten) sorgt für zusätzlichen Halt und entlastet die Schultern und den Rücken.

Levio® Edition

Der Mantel RA636 ist auch in unserer Levio-Edition verfügbar. Optimiertes Gewicht-Schutz-Verhältnis: Statt mit einem einheitlichen Bleigleichwert im gesamten Frontbereich schützt Levio - von oberhalb der Brust bis unterhalb der Gonaden - mit einem höheren Bleigleichwert.



BRYGGA Schulterentlastung

Schulterentlastungssystem

Kombinieren Sie den Mantel mit unserem Schulterentlastungssystem BRYGGA.



Outlast Temperaturregulierung

Outlast® – Ideale Wohlfühltemperatur

Optional kann der Mantel RA636 mit der Outlast® Technologie ausgestattet werden. Das Outlast® Inlaymaterial nimmt Wärme gezielt auf, speichert sie und gibt sie bei Bedarf wieder ab.

Erhöhter Schutz der Levio Edition

Der Bereich mit dem verstärkten Schutzmaterial ist farblich deutlich erkennbar.

Optimierte Armausschnitte

Um bei allen Größen ein ideales Anliegen des Armausschnittes und somit bestmöglichen Schutz des Brustgewebes zu gewährleisten, ist ab Größe XL ein Gummiband in den Armausschnitt eingearbeitet.

Teilungsnähte im Vorderteil

Für eine gute Passform aber mit vollem Strahlenschutz

Freie Bewegung

Für mehr Bewegungsfreiheit ist beim Mantel hinten ein Ausschnitt eingearbeitet.

Selbstverständlich sind hierbei die Knie optimal von vorne/seitlich geschützt.



Außenmaterial

Farben
(siehe Frontseite)



Wahlweise:
ComforTex® HPMF,
ComforTex® HPMF Hybrid

Größen

von XS bis 3XL
(siehe Frontseite)



Mantellänge / Körpergröße:
90 cm / 150 - 160 cm
100 cm / 160 - 170 cm
110 cm / 170 - 180 cm
120 cm / 175 - 190 cm
130 cm / 185 - 195 cm
140 cm / 195 - 205 cm

Optional



Auf Wunsch:
Outlast®
BRYGGA®
Brusttasche
Stickerei
Maßanfertigung

Zubehör/Ersatz

Bolero
Schilddrüsen-Sternumschutz



Stretchgürtel
(Adaption via
Druckknöpfe)