

DE RD642

MAVIG



Rückseite

Modelle: **RD6425E** Erwachsenen Patienten-Röntgenschürze für Aufnahmen im Sitzen
RD6425K Kinder Patienten-Röntgenschürze für Aufnahmen im Sitzen

Made in Germany

CE 0302

RD642 – Patienten-Röntgenschürze für Aufnahmen im Sitzen

Flexibilität und Tragekomfort zeichnen die MAVIG Patienten-Schutzschürze RD642 aus, welche bei Zahnaufnahmen in sitzender Position Verwendung findet.

Die hochwertigen Klettverschlüsse sind praktisch im Schulterbereich angebracht und ermöglichen ein passgenaues, sicheres und schnelles Anlegen.

- **Schutzmaterial** Novalite Plus oder Leadfree 2.0
- **Bleigleichwert** 0,50 mm Pb (Frontseite)
- **Größe**

Erwachsene	Front: 80,0 x 60,0 cm (L x B)
Kinder	Front: 60,0 x 45,0 cm (L x B)
- **Außenhülle /Farbe** ComforTex® HPMF Duplex, lieferbar in den Farben:
Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Arctic, Olive, Lilac, Orchidee, Terra, Onyx oder Design: Happy (nur ComforTex® HPMF)

MAVIG GmbH
Strahlenschutz und
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5
81829 München
Deutschland

Postfach 82 03 62
81803 München
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200
e-Mail info@mavig.com