



AW417 - Wandhalterung

<b>Modelle:</b>	<b>RP6435S</b>	Gonadenschutz (Kleinkinder)	<b>RP6435L</b>	Gonadenschutz (Erwachsene)
	<b>RP6435M</b>	Gonadenschutz (Kinder)	<b>RP6435X</b>	Gonadenschutz (Übergröße)

Made in Germany

CE 0302

## RP643 – Gonadenschutz-Schürzchen für Patienten

Ein Artikel des täglichen Gebrauchs stellt besondere Anforderungen an Materialqualität und Verarbeitung, aber auch die Funktionalität für eine anwenderfreundliche Nutzung muss gegeben sein. Selbst beim hohen Patientendurchlauf in heutigen radiologischen Praxen eignet sich der RP643 bestens aufgrund des schnellen und praktikablen An- und Ablegens des Röntgenschutzes. Einfacher als mit dem flexiblen Spannbügel unserer Serie RP643 geht es nicht. Der Strahlenschutz für Ihre Patienten ist einwandfrei und die Passform stimmt.

Für die Fertigung unserer Gonadenschürzchen verwenden wir ausschließlich hochwertiges, flexibles Standard-Blei Material. Beste Strahlenschutzeigenschaften sind selbstverständlich Grundvoraussetzung.

- **Schutzmaterial** Standard-Blei
- **Bleigleichwert** 0,50 mm Pb
- **Außenhülle / Farbe** ComforTex® HPMF Duplex, lieferbar in den Farben:  
*Titan, Blue Admiral, Regatta, Curacao, Arctic, Olive, Lilac, Orchidee, Terra, Onyx oder Design: Happy (nur ComforTex® HPMF)*
- **Größen** S - für Kleinkinder, Abdeckung im Format 20 x 25 cm (H x B)  
M - für Kinder, Abdeckung im Format 30 x 30 cm (H x B)  
L - für Erwachsene, Abdeckung im Format 37 x 40 cm (H x B)  
XL - Übergröße, Abdeckung im Format 45 x 50 cm (H x B)

**MAVIG GmbH**  
Strahlenschutz und  
medizinische Trägersysteme

Stahlgruberring 5  
81829 München  
Deutschland

Postfach 82 03 62  
81803 München  
Deutschland

Telefon +49 (0) 89 / 420 96 - 0  
Fax +49 (0) 89 / 420 96 - 200  
e-Mail info@mavig.com